



Ausführung für eine Lokomotive					Material-Behandlung für die Lokomotive		fertig-gewicht kg:
Stück-zahl	Benennung	Nummer	Material	Werkstatt	Dimensionen und Modellzeichen		
1	Ejectordampfproben $\frac{30}{95}$	1	St.				
1	Stabe für Zylinderventile Stahl	2	"				
2	" " Vakuummeter $\frac{7}{10}$	3	"				
1	" " Drosselmannometer	4	"				
1	" " Dampfdruckmessman.	5	"				
1	Dampfdruckmessman für 2. Zylinder	6	"				
2	Injectordrohre 12. n. Nr. $\frac{35}{90}$	7	"				

- Winterbach -

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

- Winterbach -
zu der 1-B. Draisf. Tender-Lok.